



Concentrator portabil de oxigen Drive DeVilbiss iGo®2, Model 125

Rx ONLY  PERICOL – NU FUMATI

Aprobat pentru utilizarea in aeronave comerciale asamblate în SUA
Fabricat latex din cauciuc natural.

PERICOL – NU FUMATI



Citiți precauțiile importante și respectați toate avertizările și precauțiile de pe produs și în Ghidul de instrucțiuni. Urmați toate instrucțiunile de utilizare. Consultați secțiunea Operare pentru mai multe detalii.

IMPORTANT

Înainte de a utiliza pentru prima oară dispozitivul pe baterie, bateria trebuie să fie complet încărcată. Consultați Încărcarea inițială a bateriei pentru detalii.



1. Instalați bateria. Conectați concentratorul la alimentare AC sau DC. Bateria trebuie instalată pentru ca dispozitivul să opereze.



2. Conectați tubul canulei la ieșirea AC de oxigen.




3. Apasați și țineți apăsat butonul Power pentru a deschide concentratorul.
NOTA- Când iGo2 este pornit, displayul indică procentul bateriei timp de 1 secundă înainte de a trece la ecranul de prescripție.



4. Utilizați butoanele "+" sau "-" pentru a seta prescripția.




5. Pentru a utiliza dispozitivul în modul în SmartDose mode, apăsați "+" și "-" în același timp.



6. Atașați canula nazală standard la nas și respirați normal prin canula.



7. Când nu mai utilizați dispozitivul, apăsați și mențineți butonul Power până când concentratorul se închide.



FIERBINTE

































AVERTISMENT

Această zonă poate emite gaz de evacuare fierbinte. Nu așezați lângă pielea neprotejată.














CUPRINS

Pornire rapida	RO - 2	Calatoria cu iGo2 POC	RO - 11
Definitia simbolurilor	RO - 3	Calatoria cu avionul	RO - 11
Precautii importante	RO - 4	Autobuz / tren / nave de croaziera	RO - 11
Introducere	RO - 6	Calatorii cu autovehicule.....	RO - 11
Utilizarea preconizata	RO - 6	Campare /Innoptari	RO - 11
Populatia de pacienti tinta	RO - 6	Industria camioanelor.....	RO - 11
Indicatii de utilizare/indicatii medicale	RO - 6	Călătorii internaționale	RO - 11
Performanta esentiala	RO - 6	Articole de schimb/ piese de schimb	RO - 12
De Ce v-a Prescris Medicul Dumneavoastră Oxigen Suplimentar	RO - 6	Îngrijire și curățare poc iGo2.....	RO - 12
Cum functioneaza iGo2 POC.....	RO - 6	Capac exterior & baterie	RO - 12
Cum functioneaza tehnologia Smartdose®.....	RO - 6	Cutie de transport	RO - 12
Prezentare generala iGo2 POC	RO - 7	Alimentare, cablu de alimentare ac, cablu de alimentare dc.....	RO - 12
Despachetare si continut.....	RO - 7	Canula si tubulatura	RO - 12
Componente importante.....	RO - 7	Depanare și sistemul de alarmă	RO - 13
Ansamblu sistem	RO - 8	Depanare	RO - 13
Startup	RO - 8	Prezentare generală a alarmelor	RO - 13
Setarea prescripției oxigenului.....	RO - 8	Sistemul de rezervă de oxigen	RO - 14
Operare	RO - 8	Returnare și eliminare.....	RO - 14
Operare zilnica	RO - 8	Eliminarea bateriilor litiu-ion.....	RO - 14
Purtarea dispozitivului	RO - 9	Mentenanța	RO - 14
Conditii de inactivare alarma.....	RO - 9	Schimbarea patului de sita.....	RO - 14
Opțiuni de alimentare	RO - 9	Durata de viata asteptata	RO - 14
Depozitare	RO - 9	Informații privind furnizorul.....	RO - 14
Depozitare pe termen lung.....	RO - 9	Lista de verificare a furnizorului	RO - 14
Baterie	RO - 10	Curatarea si dezinfectarea când există o schimbare de pacient.....	RO - 14
Sarcina inițială a bateriei	RO - 10	Specificații	RO - 15
Încărcarea bateriei.....	RO - 10	Mod de informație	RO - 16
Timpul de reincarcare al bateriei.....	RO - 10	Informații privind compatibilitatea electromagnetică.....	RO - 16
		Garantie	RO - 17

SYMBOL DEFINITIONS

	Pericol - Fumatul în apropierea pacientului sau a dispozitivului este strict interzis. 0 Acest simbol are un cerc roșu și o bară diagonală pe		Butonul de pornire		Curent direct (alimentare DC)		Alarma dezactivata
	Este obligatoriu să citiți și să înțelegeți modul de funcționare instrucțiuni înainte de utilizare. Acest simbol are un fundal albastru pe eticheta produsului.		Buton de setare pentru creșterea prescripției		Protecție electrică clasa II - izolată dublu		TUV Rheinland
	Nu folosiți aproape de căldură sau flăcări deschise. Acest simbol are un cerc roșu și o bară diagonală pe eticheta produsului.		butonul de setare pentru reducerea prescripției		Parte aplicată de tip BF		Producator
	Nu dezasamblați Acest simbol are un cerc roșu și o bară diagonală pe eticheta produsului		Simbol indicator al statusului bateriei		Numar catalog		Reprezentant european
	Nu folosiți ulei, grăsimi sau lubrifianți Acest simbol are un cerc roșu și o bară diagonală pe eticheta produsului.		Oxigen normal (verde)		Numar de serie		Marcaj CE rep european
	RTCA / DO-160G Secțiunea 21 Categoria M și Secțiunea 20 Categoria T - Producătorul acestui document POC a stabilit că acest dispozitiv este în conformitate cu toate criteriile de acceptare FAA aplicabile pentru transportul și utilizarea POC la bordul aeronavelor. Textul afișat cu acest simbol este roșu pe eticheta produsului.		Oxigen scazut (galben)		Nesigur în mediu cu rezonanță magnetică		
	Avertisment general 0 Acest simbol este utilizat în tot acest manual pentru a indica situații periculoase de evitat.		Service necesar (rosu)		Legea federală (S.U.A.) restricționează acest dispozitiv la vânzarea prin sau la comanda unui medic		
	Informații importante Acest simbol este utilizat în acest manual pentru a indica informații importante pe care trebuie să le cunoașteți.		Protecție împotriva infiltratiilor IP22 - Protejat împotriva accesului degetelor la piese periculoase; protejat împotriva căderilor verticale de apă atunci când carcasa este înclinată până la 15 °				
	Notă și simbol informatii Acest simbol este utilizat în tot acest manual pentru a indica note, sfaturi utile, recomandări și informații.		Acest dispozitiv conține echipamente electrice și / sau electronice care trebuie reciclate conform Directivei UE 2012/19 / UE - Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)				

SIMBOLURI BATERIE

	Atenție, consultați Ghidul de instrucțiuni		UL recunoscut pentru piața canadiană și americană		Eliminați acest produs în conformitate cu reglementările locale.
	Consultați Instrucțiunile de utilizare		Simbol reciclare Taiwan		Pentru Canada și SUA: Vă rugăm să sunați la 1-800-822-8837 pentru informații despre cum să reciclați această baterie
	Marcă de conformitate a directivelor europene aplicabile		test de transport UN		China RoHS
	Marca de conformitate cu reglementările din Australia și Noua Zeelandă.		Simbol reciclare		Marca de conformitate cu reglementările din Japonia
	Indicatorul de stare a încărcării bateriei				

PRECAUTII IMPORTANTE

Citiți acest întreg ghid înainte de a utiliza concentratorul de oxigen portabil Drive DeVilbiss iGo2. În cadrul acestui ghid sunt indicate garanții importante; acordați o atenție deosebită tuturor informațiilor de siguranță. Informațiile iminente și potențial periculoase sunt evidențiate de acești termeni:

PERICOL

Indică o situație iminentă periculoasă care poate duce la deces sau vătămare gravă a utilizatorului sau operatorului, dacă nu este evitată

AVERTISMENT

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la deces sau vătămare gravă a utilizatorului sau operatorului, dacă nu este evitată.

Atenție

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la deteriorarea proprietății, rănirea sau deteriorarea dispozitivului, dacă nu este evitată.

Important

Indică informații importante pe care ar trebui să le știți.

NOTE

Indică note, sfaturi utile, recomandări și informații

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Important

Dispozitivul va fi folosit numai la instrucțiunile unui medic autorizat. Este destinat administrării de oxigen suplimentar la pacienți > 10 kg care necesita oxigen, conform indicațiilor de către medic. Este un dispozitiv care poate fi folosit în tranzit și purtat de corp și nu este destinat utilizării cu alte dispozitive medicale. Aparatul nu este destinat suportului vieții și nici nu oferă o capacitate de monitorizare a pacientului.



AVERTISMENT

- Pericol de electrocutare - Nu folosiți în timp ce faceți baie.
- Pericol de electrocutare - Nu scufundați acest dispozitiv în apă sau în alt lichid.
- Pericol de electrocutare - Nu încercați să deschideți sau să scoateți capacul; nu există componente interne care pot fi reparate de utilizator. Dacă este nevoie de service trebuie să contactați furnizorul de echipamente pentru instrucțiuni privind obținerea service-ului. Deschiderea sau încercarea de a repara un sistem va anula garanția.



PERICOL

- PERICOL - NU FUMATI
- Oxigenul provoacă arderea rapidă. Fumatul în timpul oxigenoterapiei este periculos și poate duce la arsuri faciale sau deces. Nu permiteți fumatul în aceeași cameră în care se află concentratorul de oxigen sau orice accesorii care transportă oxigen. Nu fumați în timp ce concentratorul de oxigen funcționează sau când sunteți în apropierea unei persoane care utilizează oxigenoterapie.
- Dacă intenționați să fumați, trebuie să opriți întotdeauna concentratorul de oxigen, îndepărtați canula și părăsiți camera unde se află canula sau masca sau concentratorul de oxigen. Dacă nu puteți părăsi camera, trebuie să așteptați 10 minute după ce ați oprit concentratorul de oxigen înainte de a fuma.
- Există riscul de incendiu asociat cu îmbogățirea oxigenului în timpul terapiei cu oxigen. Nu folosiți concentratorul de oxigen sau accesorii lângă scântei sau flăcări deschise.
- Flăcările deschise în timpul oxigenoterapiei sunt periculoase și pot provoca incendii sau deces. Nu permiteți flăcări deschise sau obiecte scânteietoare fierbinți la 2 m (6,5 picioare) de concentratorul de oxigen, canula sau orice accesorii care poartă oxigen.
- Oxigenul ușurează pornirea și răspândirea unui foc. Nu lăsați canula sau masca nazală pe asternuturile de pat sau pernele scaunului dacă concentratorul de oxigen este pornit, dar nu este folosit; oxigenul va face ca materialele să fie inflamabile. Opriți concentratorul de oxigen atunci când nu îl utilizați pentru a preveni îmbogățirea cu oxigen.
- Păstrați echipamentul într-o zonă bine ventilată.

Atenție

- Drive DeVilbiss recomandă, pentru o durată de viață optimă, ca concentratorul de oxigen portabil iGo2 să fie acționat timp de cel puțin 30 de minute după ce este pornit. Perioade mai scurte de funcționare, care funcționează în condiții extreme de temperatură / umiditate sau în prezența contaminanților și / sau condiții de manipulare și depozitare în afara celor specificate, pot afecta funcționarea fiabilă a produsului pe termen lung.



AVERTISMENT

- Poziționați unitatea lângă o priză electrică la cel puțin 6 cm (16 cm) de pereți, draperii sau orice alte obiecte care ar putea împiedica fluxul corect al aerului în și în afara dispozitivului. Concentratorul iGo2 trebuie amplasat astfel încât să se evite poluanții sau vaporii și așezat într-un loc bine ventilat, astfel încât intrarea și evacuarea aerului să nu fie blocate. Nu acoperiți unitatea cu o pătură, un prosop, o plapumă etc, deoarece unitatea se poate supraîncălzi.
 - Nu lubrifiați racordurile, conexiunile, tuburile sau alte accesorii ale concentratorului de oxigen pentru a evita riscul de incendiu și arsuri. Nu se recomandă lubrifianți pentru acest dispozitiv.
 - Utilizați numai loțiuni bază de apă compatibile cu oxigenul înainte și în timpul oxigenoterapiei. Nu folosiți niciodată loțiuni pe bază de petrol sau ulei pentru a evita riscul de incendiu și arsuri.
 - Concentratoarele de oxigen portabile Drive DeVilbiss iGo2 sunt echipate cu o instalație de evacuare de atenuare a incendiului care împiedică propagarea focului în unitate.
 - Pentru a împiedica propagarea unui incendiu de la pacient prin canulă spre unitate, trebuie să se localizeze un mijloc de protecție cât mai aproape de pacient, cât este posibil. Standardele de țară pot varia. Vă rugăm să contactați furnizorul pentru informații.
 - Utilizarea necorespunzătoare a cablului de alimentare și a prizelor poate provoca arsuri, incendii sau alte pericole de electrocutare. Nu folosiți unitatea în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.
 - Localizați tuburile de oxigen și cablurile de alimentare cu energie electrică pentru a preveni pericolele de declanșare și pentru a reduce posibilitatea de incurcare sau strangulare.
 - Folosiți numai piese de schimb recomandate de producător pentru a asigura funcționarea corectă și pentru a evita riscul de incendiu și arsuri.
 - Echipament nepotrivit pentru utilizare în prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer sau cu oxigen sau oxid nitric.
 - Când dispozitivul este utilizat în condiții extreme de funcționare, temperatura din apropierea orificiilor de evacuare din partea inferioară a unității poate ajunge la 57 ° C (134,6 ° F). Țineți pielea neprotejată departe de această zonă.
 - Următoarele temperaturi de suprafață pot depăși 41 ° C (105,8 ° F) în condiții extreme:

• Suprafața externă a POC	52°C (125.6°F)	• Sursa externă de alimentare	43°C (109.4°F)
• Port eliminare gaz de evacuare	53°C (127.4°F)	• Baterie	49°C (120.2°F)
- Țineți pielea neprotejată departe de această zonă.

AVERTISMENT



- Dacă simțiți un disconfort sau vă confrunțați cu o urgență medicală în timpul tratamentului cu oxigenoterapie, solicitați imediat asistență medicală pentru a evita răul.
- Pacienții geriatrici, pediatrici sau orice alt pacient incapabil să comunice disconfortul pot necesita monitorizare suplimentară și / sau un sistem de alarmă distribuit pentru a transmite informațiile despre disconfort și / sau urgența medicală către îngrijitorul responsabil pentru a evita vătămarea.
- Utilizarea acestui dispozitiv la o altitudine de peste 3000 de metri (9843 picioare) sau peste o temperatură de 35°C (95°F) sau umiditate relativă mai mare de 93% este de așteptat să afecteze negativ debitul și procentul de oxigen și, prin urmare, calitatea terapiei. Consultați specificațiile pentru detalii privind parametrii testați.
- Reglajul de administrare a oxigenului trebuie determinat individual pentru fiecare pacient, cu configurația echipamentului care va fi utilizat, inclusiv accesoriile. Este foarte important să urmați prescripția stabilită de medicul dumneavoastră.
- Setările de administrare ale concentratorului de oxigen trebuie reevaluate periodic pentru eficacitatea terapiei.
- Pentru a vă asigura că primiți cantitatea terapeutică de oxigen în funcție de starea dumneavoastră medicală, concentratorul de oxigen iGo2 trebuie:
 - să fie utilizat numai după ce una sau mai multe setări au fost stabilite sau prescrise individual pentru dvs. la nivelurile specifice de activitate.
 - să fie utilizat cu combinația specifică de piese și accesorii care sunt în conformitate cu specificațiile producătorului concentratorului și care au fost utilizate în timp ce setările au fost determinate.
- Setările acestui concentrator de oxigen portabil iGo2 nu corespund cu setările dispozitivului de oxigen cu flux continuu.

• Setarea altor modele sau mărci de echipamente pentru oxigenoterapie nu corespunde setărilor acestui concentrator de oxigen portabil iGo2.

AVERTISMENT



- Amplasarea și poziționarea corespunzătoare a varfurilor canulei nazale în nas este esențială pentru cantitatea de oxigen livrată sistemului respirator al pacientului.
- Unele eforturi respiratorii ale pacientului pot să nu declanșeze echipamentul de conservare.
- Vântul sau curenții puternici pot afecta negativ livrarea precisă a oxigenoterapiei.
- Acest dispozitiv nu este destinat pacienților cu traheotomie.

AVERTISMENT



- Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu scoateți carcasa. Capacul trebuie îndepărtat numai de către un tehnician Drive DeVilbiss calificat. Nu aplicați lichid direct pe capac și nu utilizați solvenți sau agenți de curățare pe bază de petrol. Anterior procedurilor de curățare, opriți unitatea și deconectați de la sursa de alimentare AC sau DC.
- Nu folosiți sau nu curățați acest dispozitiv în timpul utilizării la un pacient.
- Nu folosiți lubrifianți, uleiuri sau grăsimi.
- Nu se recomandă utilizarea substanțelor chimice dure (inclusiv a alcoolului). Dacă este necesară curățarea bactericidă, trebuie să se utilizeze un produs non-alcoolic, pentru a evita deteriorarea.

AVERTISMENT



- Acest dispozitiv conține echipamente electrice și / sau electronice. Urmați ordonanțele de guvernare locale și planurile de reciclare cu privire la eliminarea componentelor dispozitivului.
- Nesigur MR
- Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile într-un mediu cu rezonanță magnetică (MR), deoarece poate provoca un risc inacceptabil pentru pacient sau deteriorarea iGo2 sau dispozitive medicale MR. Dispozitivul și accesoriile nu au o evaluare pentru siguranța în mediul MR.
 - Nu folosiți dispozitivul sau accesoriile într-un mediu cu echipamente electromagnetice, cum ar fi scanere CT, diatermie, RFID și sisteme de securitate electromagnetică (detectoare de metale), deoarece poate provoca un risc inacceptabil pentru pacient sau deteriorarea iGo2. Este posibil ca unele surse electromagnetice să nu fie aparente, dacă observați modificări neexplicate ale performanței acestui dispozitiv, dacă scoate sunete neobișnuite sau dure, deconectați cablul de alimentare și întrerupeți utilizarea. Contactați furnizorul de servicii medicale.
 - Acest dispozitiv este potrivit pentru utilizare în mediul casnic și de asistență medicală, cu excepția locurilor din apropierea echipamentului chirurgical HF activ și a camerei ecranate RF a unui sistem ME pentru imagistica prin rezonanță magnetică, unde intensitatea perturbarilor electromagnetice este mare.
 - Utilizarea acestui echipament adiacent sau stivuit cu alte echipamente trebuie evitată, deoarece ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare. Dacă o astfel de utilizare este necesară, acest echipament și celelalte echipamente trebuie verificate pentru a verifica dacă funcționează normal.
 - Utilizarea accesoriilor și cablurilor, altele decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament, poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau scăderea imunității electromagnetice a acestui echipament și duce la o funcționare necorespunzătoare.
 - Echipamentele de comunicații RF portabile (inclusiv periferice, cum ar fi cablurile de antenă și antenele externe) trebuie utilizate nu mai aproape de 30 cm (12 inci) de oricare parte a iGo2, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, ar putea rezulta o degradare a performanțelor acestui echipament.



AVERTISMENT

URMĂTOARELE AVERTISMENTE DE SIGURANTA A BATERIEI TREBUIE SĂ FIE RESPECTATE ÎN TOATE MOMENTELE:

- Nu aruncați, loviți, zdrobiți sau nu abuzați altfel bateria, deoarece acest lucru poate duce la expunerea conținutului celulelor care este coroziv.
- Nu supuneți bateria la șoc mecanic.
- În cazul unei scurgeri a bateriei, nu permiteți contactul cu pielea sau cu ochii. În caz contrar, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și solicitați sfaturi medicale.
- Nu expuneți bateria la foc sau la căldură extremă. Nu incinerati. Expunerea bateriei la căldură extremă poate duce la o explozie. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- Nu expuneți bateria la apă, ploaie sau umezeală de niciun fel.
- Nu expuneți la apă, foc sau căldură excesivă.
- Nu zdrobiți, dezasaamblați, nu perforați sau scurtcircuitați bornele conectorului.
- Nu deschideți, nu dezasaamblați și nu încercați să reparați bateria; în interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Nu scurtcircuitați bateria.
- Nu depozitați bateriile într-o cutie sau sertar în care se pot scurtcircuita reciproc sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- Păstrați bateriile curate și uscate.
- Folosiți bateria numai în scopul pentru care a fost destinată.
- Verificați periodic cablurile de conectare, vârfulurile conectorului și sursa de alimentare pentru deteriorări sau semne de uzură. Întrerupeți utilizarea dacă sunt deteriorate.
- Încărcați bateria înainte de utilizarea inițială.
- Timpul maxim recomandat între încărcări = 1 an
- Recomandare: Depozitați bateria sub 25 ° C (77 ° F), umiditate scăzută, fără praf și fără atmosferă cu gaz coroziv. Depozitați în stare complet încărcată dacă este posibil.
- Acest dispozitiv conține echipamente electrice și / sau electronice. Urmați ordonanțele de guvernare locale și planurile de reciclare cu privire la eliminarea componentelor dispozitivului.
- Bateria trebuie reciclată sau aruncată corect.

INTRODUCERE

Acest ghid de instrucțiuni vă va face cunoscute cu concentratorul de oxigen portabil Drive DeVilbiss iGo2. Asigurați-vă că citiți și înțelegeți acest ghid înainte de a folosi unitatea. În cadrul acestui ghid sunt indicate precauții importante; acordați o atenție deosebită tuturor informațiilor de siguranță. Contactați furnizorul dvs. de echipamente Drive DeVilbiss dacă aveți întrebări.

UTILIZAREA PRECONIZATA

Sistemul portabil de concentrator de oxigen este indicat pentru administrarea de oxigen suplimentar. Dispozitivul nu este destinat suportului de viață și nici nu oferă capacități de monitorizare a pacientului.

POPULATIA DE PACIENTI TINTITA

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării la nou-nascuți și sugari. Dispozitivul este destinat pacienților adulți și pediatrici cu greutate corporală > 10 kg.

INDICATIILE DE UTILIZARE/INDICATIILE MEDICALE

Concentratorul de oxigen portabil Drive DeVilbiss iGo2 (POC) va fi utilizat pe baza prescriptivă de către pacienții care necesită oxigen suplimentar. Acesta furnizează o concentrație mare de oxigen și este utilizat cu o canulă nazală pentru a canaliza oxigenul de la concentrator la pacient. POC-ul poate fi utilizat în casă, instituție, vehicul și diverse medii mobile, în interior și în aer liber. Este destinat administrării de oxigen suplimentar la pacienții cu oxigen, așa cum este indicat de un medic pentru a fi utilizat în reședința, spitalul, clinica sau orice altă unitate a pacientului.

Contraindicatii

Dispozitivul nu este destinat să sprijine viața sau să susțină viața și nici nu oferă capacități de monitorizare a pacientului.

- Utilizați acest produs numai dacă pacientul este capabil să respire spontan (capabil să inspire și să expire fără utilizarea unui aparat).
- Este posibil ca unele eforturi respiratorii ale pacientului să nu declanșeze echipamentul de conservare. Nu utilizați la pacienții a căror respirație în timpul repausului normal nu este în măsură să declanșeze dispozitivul.
- Acest dispozitiv nu este destinat să fie utilizat cu alte dispozitive medicale. Nu folosiți în paralel cu alte concentratoare de oxigen sau dispozitive de oxigenoterapie.
- Aparatul nu este destinat utilizării cu un pacient traheotomizat.

PERFORMANTA ESENTIALA

Performanța esențială a concentratorului de oxigen este de a furniza pacientului gaz îmbogățit cu oxigen. Alarmerle indică faptul că dispozitivul nu respectă specificațiile sau că a fost detectată o defecțiune.

De ce v-a prescris medicul dumneavoastră oxigen suplimentar

Corpul dvs. are nevoie de o rezervă constantă de oxigen pentru a funcționa corect. Medicul dumneavoastră v-a prescris oxigen suplimentar pentru că nu primiți suficient oxigen doar din aer. Oxigenul suplimentar va crește cantitatea de oxigen pe care o primește corpul. Oxigenul suplimentar nu creează dependență. Medicul dumneavoastră v-a prescris un flux specific de oxigen pentru a ameliora simptome precum dureri de cap, somnolență, confuzie, oboseală sau iritabilitate crescută. Dacă aceste simptome persistă după ce începeți programul de oxigen suplimentar, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Setarea de livrare a oxigenului trebuie să fie determinată pentru fiecare pacient în parte, cu configurația echipamentului care trebuie utilizat, inclusiv accesoriile. Setările de livrare ale concentratorului de oxigen trebuie reevaluate periodic pentru eficacitatea terapiei.

Amplasarea și poziționarea corectă a varfurilor canulei nazale în nas este esențială pentru cantitatea de oxigen livrată la sistemul respirator al pacientului.

CUM FUNCȚIONEAZA CONCENTRATORUL DE OXIGEN DEVILBISS IGO2

Unitatea separă oxigenul din aerul din cameră, ceea ce permite ca oxigenul suplimentar de mare puritate să fie livrat prin tubul de oxigen. Deși concentratorul filtrează oxigenul într-o cameră, acesta nu va afecta cantitatea normală de oxigen din camera dvs. Acest concentrator de puls furnizează doza completă (bolus) de oxigen pe fiecare respirație, chiar la începutul inhalării.

Dacă unitatea este pornită și nu este detectată respirația, dispozitivul va trece în modul AutoBreath™ și va distribui oxigenul la intervale regulate până când se va detecta din nou respirația sau se va epuiza bateria.

CUM FUNCȚIONEAZA TEHNOLOGIA SMARTDOSE®

Când este activată, tehnologia SmartDose patentată ajustează automat doza de oxigen ca răspuns la modificările modelului dumneavoastră de respirație. Când este activată, tehnologia SmartDose patentată ajustează automat doza de oxigen ca răspuns la modificările modelului dumneavoastră de respirație

Când sunteți activ, o doză mai mare de oxigen ajută la reducerea senzației de lipsa de aer și vă menține activ. După ce ați stabilit debitul la doza prescrisă, nu este necesar să modificați

PREZENTARE GENERALA A CONCENTRATORULUI DE OXIGEN PORTABIL IGO2

DESPACHETARE SI CONTINUT

Mai întâi, despachetați concentratorul iGo2 și identificați toate articolele.


1. Concentrator de oxigen portabil Drive DeVilbiss iGo2
2. Acumulator unic
3. Cutie de transport
4. Sursa de alimentare (adaptor AC / DC)
5. Cablu de alimentare AC
6. Cablul de curent continuu (adaptor auto)
7. Instrucțiuni de utilizare (acest document)

NOTA- *Continutul variaza in functie de model Vă rugăm să consultați lista de conținut de pe cutia dispozitivului pentru articolele specifice dispozitivului dvs.*




COMPONENTE IMPORTANTE ALE CONCENTRATORULUI

Concentrator de oxigen portabil iGo2



Panou de Control



Geanta de transport



PREZENTARE GENERALA A CONCENTRATORULUI DE OXIGEN PORTABIL IGO2

ANSAMBLU SISTEM

1. Despachetați dispozitivul și toate componentele. Consultați Prezentare generală - Despachetare și conținut.
2. Dispozitivul este livrat în geanta de transport; desfaceți la capăt pentru accesul la baterie.
3. Scoateți bateria din ambalaj și introduceți-o în compartimentul bateriei.
NOTĂ - Înainte de a utiliza dispozitivul pe baterie pentru prima dată, bateria trebuie să fie complet încărcată. Consultați secțiunea Bateria - Încărcarea inițială a bateriei pentru detalii.
4. Atașați curea de umăr la geanta de transport prin fixarea acesteia în inelele D de fiecare parte.
5. Atașați sursa de alimentare și cablul la sursa de alimentare pentru a încărca concentratorul. Consultați Bateria - Încărcarea inițială a bateriei (pagina 10).
6. Conectați tubul canulei la evacuarea oxigenului.
7. iGo2 POC este acum gata de utilizare; poate fi acționat în interiorul gentii sau poate fi scos, dacă doriți.
© NOTĂ - Geanta de transport are mai multe deschideri pentru un flux de aer adecvat. Nu blocați niciodată deschiderile de aer. Nu folosiți niciodată o geanta de transport, alta decât cea aprobată de Drive DeVilbiss.



STARTUP

La pornire, dispozitivul emite un semnal sonor și luminează scurt toate simbolurile / textul de pe afișaj ca autotest pentru a verifica funcționalitatea. Verificați dacă se aude un semnal sonor și simbolurile se aprind la pornire. Simbolul pentru oxigen sczut rămâne iluminat până când oxigenul este într-un interval normal (până la 10 minute) după care se aprinde simbolul normal de oxigen verde.



SETAREA PRESCRIPȚIEI OXIGENULUI

Setarea prescripției de oxigen este afișată pe ecranul dispozitivului principal. iGo2 POC are cinci setări de administrare a oxigenului de la 1 la 5. Dacă SmartDose este activat, ecranul va afișa id până la 4d unde „d” indică modul SmartDose.



Pentru a schimba setarea de oxigen iGo2 POC:

Apăsăți fie butonul de creștere „+” fie de reducere „-” de pe panoul de control pentru a regla setarea oxigenului mai sus sau mai mic. Pentru a activa sau dezactiva SmartDose, apăsați simultan butoanele „+” și „-”.

OPERARE

OPERARE ZILNICĂ

NOTĂ - Asigurați-vă că este complet introdus cablul de alimentare în conectorul concentratorului și că mufa cablului de alimentare este complet introdusă într-o priză de curent alternativ funcțională. Nerespectarea acestui lucru poate provoca un pericol de siguranță electrică.



PERICOL - NU FUMATI

NOTĂ - Înainte de a utiliza dispozitivul la prima baterie, bateria trebuie să fie complet încărcată. Consultați secțiunea Bateria - Încărcarea inițială a bateriei pentru detalii.

1. Asigurați-vă că bateria este încărcată sau conectați concentratorul la curent alternativ sau curent continuu pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei. **NOTĂ - Bateria trebuie instalată pentru ca dispozitivul să funcționeze indiferent de sursa de alimentare.**
2. Conectați tubul canulei la evacuarea oxigenului.
3. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.
4. Verificați Setarea prescripției. Apăsăți butoanele de creștere „+” sau reducere „-” pentru a regla debitul la setarea de prescripție. Pentru a activa sau dezactiva SmartDose, apăsați simultan butoanele „+” și „-”.



NOTA- Pentru siguranța dvs., cilindrul de oxigen trebuie utilizat conform prescripției stabilite de medicul dumneavoastră.

5. Atașați canula nazală recomandată pe nas și față. Respirați normal prin canulă. **NOTĂ- Nu utilizați canulă sau mască nazală pediatrică (cu flux scăzut).**
NOTĂ- Pentru a verifica dacă dispozitivul dvs. funcționează corect în timpul utilizării, pur și simplu urmăriți ca simbolul verde normal de oxigen să clipească la inhalare. De asemenea, puteți ciupi tubul timp de 3-4 secunde, apoi eliberați-l și simțiți o doză livrată la canulă.
- NOTĂ - La pornire, până la 10 minute, conținutul de oxigen trebuie să fie de 90% + 4 / -3% În acest timp, indicatorul galben va fi luminat, dar dispozitivul poate fi utilizat.**



NOTE- Drive DeVilbiss iGo2 POC are un dispozitiv de detectare a oxigenului (OSD®) pentru a monitoriza puritatea oxigenului după ce procesul de stabilizare a oxigenului este finalizat (după aproximativ 10 minute de funcționare). Odată stabilizat, OSD monitorizează puritatea oxigenului și va avertiza dacă puritatea scade sub un nivel acceptabil.

6. Pentru a schimba bateria în timpul funcționării: Opriti dispozitivul. Prindeți capacul bateriei și trageți în sus, apoi introduceți o baterie încărcată și apăsați până când se fixează în loc.



NOTĂ - Aparatul va funcționa timp de cel puțin 3,5 ore la o setare de 2 la 20 BPM (respirații pe minut) folosind o baterie complet încărcată.

7. Când ați terminat de utilizat dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri concentratorul.

NOTĂ - Aparatul nu trebuie utilizat pe alimentarea bateriei când dormiți; bateria nu va oferi un timp de rulare suficient de lung pentru o noapte completă de somn. Atașați concentratorul la curent alternativ sau curent continuu pentru utilizare peste noapte.

PURTAREA DISPOZITIVULUI

- Geanta vă permite să purtați cu ușurință iGo2 POC cu dvs. în timp ce mergeți. Pur și simplu așezați POC-ul în geanta și reglați cureaua de umăr la lungimea dorită.



FIERBINTE



AVERTISMENT

Această zonă poate emite gaz de evacuare fierbinte. Feriți de pielea neprotejată

Oprirea condiției de alarma

Pentru a opri o alertă sonoră în timpul funcționării, pur și simplu apăsați și eliberați butonul de pornire. Simbolul Alarm Silence va apărea permanent pe afișaj până la corectarea stării de alarmă.




NOTĂ- Dacă dispozitivul este oprit în timpul unei condiții de alarmă, semnalul sonor va suna atunci când dispozitivul este din nou pornit.

Opțiuni de alimentare

iGo2 POC poate fi utilizat pe următoarele 3 surse de alimentare:

- Baterie - dispozitivul trebuie să aibă întotdeauna o baterie instalată pentru a funcționa. iGo2 POC va folosi energia bateriei dacă nu există o altă sursă de alimentare. Cu toate acestea, dacă este conectat la curent alternativ sau curent continuu, dispozitivul va rula pe acea sursă de energie, astfel păstrând nivelul de încărcare a bateriei. Dacă cealaltă sursă de alimentare este deconectată, dispozitivul va trece automat la alimentarea bateriei. Aparatul va funcționa timp de cel puțin 3,5 ore la o setare de 2 la 20 BPM (respirații pe minut) folosind o nouă baterie complet încărcată
- Alimentare AC (pentru utilizare la domiciliu sau unde este disponibilă o alimentare standard) - Atașați sursa de alimentare universală la concentrator și o priză de curent alternativ folosind cablul de alimentare AC
- DC (Încărcător auto).
 - PORNITI VEHICULUL
NOTĂ - NU lăsați iGo2 sau sursa de alimentare conectată la vehicul fără ca motorul să funcționeze și nu încercați să porniți vehiculul în timp ce este conectat la acesta. Acest lucru poate duce la scurgerea bateriei vehiculului.
 - Atașați sursa de alimentare la dispozitiv și la portul accesoriu al vehiculului cu ajutorul cablului de curent continuu.
 - Fixați iGo2 POC și sursa de alimentare în vehiculul dvs. și asigurați-vă că orificiile de intrare și de evacuare a aerului nu sunt blocate.

© NOTĂ - Bateria nu se va încălca dacă este conectată la o sursă de alimentare mai mică de 13.8V, dar dispozitivul va funcționa corect.



Depozitare

Dacă nu este folosit, dispozitivul și bateriile trebuie să fie depozitate într-o locație rece și uscată, în parametrii de depozitare specificați (consultați Specificații)

- Nu depozitați bateriile într-o cutie sau sertar în care se pot scurtcircuita reciproc sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- Nu depozitați bateriile mai mult de 1 an fără reîncărcare.
- Bateriile cu ioni de litiu pot fi stocate de la -4 ° F la 140 ° F (-20 ° C la 60 ° C) la o umiditate relativă de până la 90%.
- Recomandare: Bateriile cu ioni de litiu pot fi stocate de la -4 ° F la 140 ° F (-20 ° C la 60 ° C) la o umiditate relativă de până la 90%. Depozitați complet încărcate dacă este posibil. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

Depozitarea la temperaturi ridicate (peste 104 ° F / 40 ° C), cum ar fi într-o mașină caldă, poate degrada performanța bateriei și poate reduce durata de viață a bateriei. Depozitarea la temperaturi scăzute poate afecta performanța bateriei.

Cele mai bune condiții de încărcare a bateriei se situează într-un interval de temperatură între 32 ° F și 113 ° F (0 ° C până la 45 ° C) la o umiditate relativă de până la 90%. Dacă temperatura bateriei depășește 113 ° F (45 ° C), dispozitivul nu va încălca bateria. Încărcarea va fi reluată atunci când temperatura bateriei scade la 111 ° F (44 ° C) sau mai jos.

DEPOZITARE PE TERMEN LUNG

Nu depozitați bateriile mai mult de 1 an fără reîncărcare.

NOTĂ - Folosirea POC mai frecvent va prelungi viața patului de sita. Dacă POC-ul a fost păstrat o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze până la 30 de minute de funcționare pentru a recupera puterile de sită la potențialul lor maxim.

BATERIE

Pentru a verifica procentul nivelului de încărcare a bateriei, apăsați și mențineți apăsat butonul „+” sau „-”, iar procentul bateriei rămase va fi afișat. Ecranul va reveni la setarea de prescripție în câteva secunde, dar indicatorul de stare al bateriei este întotdeauna afișat.

Concentratorul iGo2 va funcționa timp de cel puțin 3,5 ore la o setare de 2 la 20 BPM (respirații pe minut) folosind o nouă baterie complet încărcată.

NOTĂ - Bateria poate avea 75% din capacitatea sa inițială 300 de cicluri de încărcare / descărcare; în acest caz, puteți aștepta până la 2,5 ore de rulare la o setare de 2 și 20 BPM.

Sarcina inițială a bateriei

NOTĂ - Înainte de a utiliza dispozitivul pe baterie pentru prima dată, bateria trebuie să fie complet încărcată. Bateriile de rezervă opționale achiziționate ar trebui, de asemenea, să fie încărcate complet înainte de prima utilizare.

1. Pentru a încărca bateria concentratorului portabil iGo2, atașați pur și simplu sursa de alimentare la dispozitiv și la o sursă de curent alternativ sau curent continuu folosind cablul de alimentare corespunzător.

2. Indicatorul de stare al bateriei clipește pentru a afișa nivelul de încărcare în timp ce bateria se încarcă și rămâne aprins odată este complet încărcată (99%)

NOTĂ - Dacă ați achiziționat baterii de rezervă, introduceți-le în concentrator pe rând și încărcați ca mai sus.



ÎNCĂRCAREA BATERIEI

În timpul încărcării, indicatorul de stare al bateriei clipește în timp ce bateria se încarcă; rămâne aprins când bateria nu se încarcă.

Pentru a încărca bateria concentratorului portabil iGo2:

- Folosind curent alternativ - atașați sursa de alimentare la concentrator și o sursă de alimentare alternativă folosind cablul de alimentare corespunzător.
- Utilizarea sursei DC - iGo2 include un cablu de curent continuu, care permite concentratorului să ruleze alimentat de la prizele accesorii de curent continuu, precum cele care se găsesc în automobilele.
 - PORNITI VEHICULUL

NOTĂ - NU lăsați iGo2 sau sursa de alimentare conectată la vehicul fără ca motorul să funcționeze și nu încercați să porniți vehiculul în timp ce este conectat la vehicul. Acest lucru poate duce la scurgerea bateriei vehiculului.

- Atașați sursa de alimentare la dispozitiv și la portul accesoriu al vehiculului cu ajutorul cablului de curent continuu.
- Fixați iGo2 POC și sursa de alimentare în vehiculul dvs. și asigurați-vă că intrarea aerului și orificiile de evacuare nu sunt blocate.

NOTĂ - Bateria nu se va încărca dacă este conectată la o sursă de alimentare mai mică de 13.8V, dar dispozitivul va funcționa corect.

TIMPUL DE REINCARCARE AL BATERIEI



Timpul obișnuit de reîncărcare a bateriei dintr-o stare complet descărcată este mai mic de 5 ore în funcție de setare.

NOTĂ - Bateria se va încărca în mai puțin de 3 ore de la starea complet descărcată, oprită și conectată la curent alternativ; sau mai puțin de 4 ore când folosiți curent continuu.

În timp ce utilizați concentratorul, timpul de încărcare va fi mai mic de 5 ore de la starea complet descărcată folosind fie curent alternativ, fie curent continuu.

NOTĂ - Bateria nu se va încărca dacă este conectată la o sursă de alimentare mai mică de 13.8V, dar dispozitivul va funcționa corect.

NIVELUL DE ÎNCARCARE AL BATERIEI

Afișaj (baterie instalată)	Baterie de rezervă (neinstalată)
Pentru a verifica procentul nivelului de încărcare a bateriei, apăsați și mențineți apăsat butonul „+” sau „-”, iar procentul bateriei rămase va fi afișat. Ecranul va reveni la setarea de prescripție în câteva secunde, dar indicatorul de stare al bateriei este întotdeauna afișat.	Pentru a verifica nivelul de încărcare pe o baterie de rezervă, pur și simplu apăsați butonul Charge Status pe bateria individuală.
	
— intermitent = 10% rămas Alertă sonoră = 5% rămas Oprirea dispozitivului = în termen de 2 minute de la raportare încărcarea a 5%. Conectați dispozitivul sau schimbați bateria pentru a continua utilizarea. NOTĂ - Fiecare segment al stării de încărcare a bateriei indică un procent din capacitatea totală de încărcare	— intermitent = 10% rămas NOTĂ - Fiecare segment de stare a încărcării bateriei indică un procent din capacitatea totală de încărcare

TABEL DESCARCARE BATERIE (NECONECTAT)

Indicatorul de stare a încărcării bateriei	Încărcare afișată	Afișarea barelor bateriei Numărul de bare
90 - 100%	90-99	5 bare
70 - 89%	70 - 89	4 bare
50 - 69%	50 - 69	3 bare
30 - 49%	30 - 49	2 bare
11 - 29%	11:29	1 bara
6-10%	06-10	1 bara intermitentă la 1 Hz (clipește lent)
1 - 5%	01 - 05	1 bara intermitentă la 3,3 Hz (clipește rapid)
	Oprirea dispozitivului = în termen de 2 minute de la raportare încărcare 5%.	

În timp ce Concentratorul de oxigen portabil Drive DeVilbiss iGo2 vă permite să mergeți peste tot și face călătoria mult mai simplă decât alte metode de furnizare a oxigenului, iată câteva lucruri de care trebuie să țineți cont - indiferent de modul în care veți ajunge acolo și înapoi. Vă recomandăm să păstrați informațiile de contact ale medicului și furnizorului dvs. în caz de urgență.

NOTĂ - Înainte de a începe o călătorie, consultați furnizorul dvs. Drive DeVilbiss pentru opțiuni (de exemplu, baterie suplimentară / Cablul de alimentare AC pentru utilizare la destinație, etc.). Consultați Articole de înlocuire / Piese de schimb pentru numere de piese adecvate și cablu de alimentare.

Important

- Verificați întotdeauna pentru a vă asigura că bateria și / sau bateria de rezervă sunt complet încărcate înainte de a începe o călătorie sau când este posibil să nu aveți acces la alte surse de alimentare.

Concentratorul iGo2 va funcționa timp de cel puțin 3,5 ore la o setare de 2 la 20 BPM (respirații pe minut) folosind o nouă baterie complet încărcată. Cu toate acestea, o varietate de factori, cum ar fi vârsta bateriei și debitul, pot afecta durata de funcționare. Pentru o perioadă mai lungă de funcționare, vă recomandăm să păstrați 1 sau mai multe baterii de rezervă la îndemână și încărcate.

Atenție

Când transportați POC iGo2, evitați șocurile excesive.

Calatorind cu concentratorul portabil IGO2

Important

- Când utilizați transportul public (avion, tren, autobuz, vapor), anunțați Transportatorul la efectuarea aranjamentelor de călătorie. Vor avea detalii specifice cu privire la cerințele pentru consumul de oxigen în timpul zborului / călătoriei. Majoritatea operatorilor de transport necesită o notificare în avans și mulți au reguli cu privire la timpul minim de funcționare a bateriei pe care trebuie să îl aveți. Unii transportatori pot solicita confirmarea nevoii de la medicul dumneavoastră.

CALATORIA CU AVIONUL

RTCA / DO-160G Secțiunea 21 Categoria M și Secțiunea 20 Categoria T- Producătorul acestui POC a stabilit că acest dispozitiv este conform tuturor criteriilor de acceptare FAA aplicabile pentru transportul și utilizarea POC la bordul aeronavelor.

Concentratorul iGo2 va funcționa timp de cel puțin 3,5 ore la o setare de 2 la 20 BPM (respirații pe minut) folosind o nouă baterie complet încărcată. Dacă veți folosi dispozitivul în timpul călătoriei cu avionul, asigurați-vă că aveți suficiente baterii încărcate pentru o durată de zbor maximă preconizată de 1%.

Atenție

iGo2 POC ar trebui să fie considerat bagaj de mână în calatoria cu avionul; Serviciile medicale nu țin cont de limitele de bagaje transportabile. Dacă intenționați să verificați dispozitivul ca bagaj:

1. Puteți verifica iGo2 POC cu 1 baterie instalată.
2. iGo2 trebuie ambalat într-o cutie de protecție. Carcasa de transport nu oferă o protecție adecvată dacă verificați dispozitivul.
3. FAA nu permite verificarea bateriilor de rezervă; bateriile de rezervă trebuie să fie protejate de scurtcircuite și păstrate în geanta de transport.

Important

- Conform regulamentelor FAA, bateriile de rezervă trebuie să fie protejate de scurtcircuite prin plasarea în ambalajul original sau prin plasarea fiecărei baterii într-o pungă de protecție separată. Adresați-vă FAA Advisory Circular 120-95A privind concentratoarele de oxigen portabile pentru detalii complete https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_120-95A.pdf

AUTOBUZ / TREN / NAVE DE CROAZIERA

Asigurați-vă că aveți o durată de viață suficientă a bateriei înainte de a începe călătoria.

- Este posibil ca prizele de alimentare să nu fie disponibile în autobuze, deși pot fi accesibile în unele terminale de transport.
- POC-urile ar trebui să poată funcționa cel puțin patru ore fără o energie electrică disponibilă la bord (în cazul unei întreruperi a puterii la bordul trenului).

NOTĂ - Ar trebui să călătoriți cu 1 sau mai multe baterii de rezervă

pentru a răspunde acestei cerințe.

- În general, navele de croazieră furnizează prize electrice care vă permit să vă reîncărcați bateria.

CALATORIA CU AUTOVEHICULE (Consultați pagina 9, Opțiuni de alimentare - Alimentare DC (Încărcător auto), pentru detalii cu privire la deplasarea autovehiculului.)

iGo2 include un adaptor de curent continuu care permite concentratorului să funcționeze de la prizele de acces accesorii de curent continuu, cum ar fi cele care se găsesc în autovehiculele.

1. PORNITI VEHICULUL. NU lăsați iGo2 sau sursa de alimentare conectată la vehicul fără ca motorul să funcționeze și nu încercați să porniți vehiculul în timp ce este conectat la acesta. Acest lucru poate scurge bateria vehiculului.
2. Atașați sursa de alimentare la dispozitiv și la portul accesoriu al vehiculului cu ajutorul cablului de curent continuu.
3. Fixați iGo2 POC și sursa de alimentare în vehiculul dvs. și asigurați-vă că orificiile de intrare și de evacuare a aerului nu sunt blocate.

NOTĂ - Bateria nu se va încărca dacă este conectată la o sursă de alimentare mai mică de 13.8V, dar dispozitivul va funcționa corect.

CAMPARE / Innoptare

Bateria trebuie să fie încărcată folosind AC sau DC Power în camper. Concentratorul poate fi acționat cu ajutorul bateriei atunci când nu sunt disponibile alte surse de alimentare. Dacă este necesară utilizarea oxigenului peste noapte, ar trebui să aveți putere AC / DC disponibilă deoarece bateria nu va dura peste noapte.

INDUSTRIKA CAMIOANELOR

Setarea recomandată pentru camionaj este ca, concentratorul să fie conectat la curent alternativ sau ca să fie încărcat în timp ce camionul funcționează. Apoi, când camionul este oprit, concentratorul va funcționa cu baterie. Dacă este necesară utilizarea oxigenului peste noapte, ar trebui să aveți putere AC / DC disponibilă deoarece bateria nu va dura peste noapte.

CĂLĂTORII INTERNAȚIONALE

Transportatorii internaționali pot avea cerințe suplimentare; contactați fiecare operator de transport pentru a afla regulile și documentația necesară.

ARTICOLE DE SCHIMB/ PIESE DE SCHIMB

Următoarele articole pot fi achiziționate separat ca articole de schimb sau piese de schimb pentru unitatea dvs. din seria 125 DeVilbiss iGo2 POC:



AVERTISMENT

Anumite accesorii de oxigen care nu sunt specificate pentru utilizarea cu concentratorul de oxigen portabil iGo2 pot afecta performanța. Folosiți DOAR accesorii recomandate pentru furnizarea de oxigen. Nu folosiți umidificator; acest dispozitiv nu este destinat utilizării cu umidificator și nu va funcționa cu un umidificator.

Sursă de alimentare 120 W (adaptor AC / DC).....	DV68-620
Cablu de alimentare USA.....	DV51D-606
Cablu de alimentare EU continentală.....	DV51D-607
Cablu de alimentare UK.....	DV51D-608
Cablu de alimentare Australia.....	DV51D-609
Cablu de alimentare China.....	DV51D-614
Cablul de curent continuu (adaptor auto).....	DV6X-619
Cutie de transport.....	125D-670
Încărcător de baterii extern	
Statie de incarcare iGo, USA.....	125CH-613
Statie de incarcare iGo, Europa continentală.....	125CH-614
Statie de incarcare iGo, UK.....	125CH-615
Baterie De Rezervă.....	125D-613
Pachet pat de sita.....	125D-619
Suruburi carcasa (6).....	125D-621

Există multe tipuri de tuburi de oxigen și canule. Anumite accesorii pot afecta performanța dispozitivului. Utilizați numai canula nazală standard cu o concentrație de oxigen rezistentă la strivire cu 25 "sau mai puțin cu acest concentrator. Nu folosiți canula sau masca nazală pediatrică (cu flux scăzut). Furnizorul dvs. de îngrijire la domiciliu ar trebui să vă ofere și sfaturi cu privire la utilizarea, întreținerea și curățarea corespunzătoare.



AVERTISMENT

Pentru a preveni propagarea focului de la pacient prin canulă către unitate, trebuie să se amplaseze un mijloc de protecție cât mai aproape de pacient. Standardele de țară pot varia. Vă rugăm să contactați furnizorul pentru informații.

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE POC IGO2

AVERTISMENT

Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu scoateți carcasa. Cabinetul trebuie îndepărtat numai de un tehnician calificat DeVilbiss. Nu aplicați lichid direct în carcasa și nici nu utilizați solvenți pe bază de petrol sau agenți de curățare. Nu se recomandă utilizarea substanțelor chimice dure (inclusiv a alcoolului). Dacă este necesară curățarea bactericidă, trebuie utilizat un produs non alcoolic pentru evitarea deteriorării. Nu folosiți lubrifianți, uleiuri sau grăsimi. Înainte de a încerca orice procedură de curățare, opriți unitatea „Off” și deconectați-o de la curent alternativ sau la curent continuu. Nu folosiți sau nu curățați acest dispozitiv în timpul utilizării la un pacient.

CAPAC EXTERIOR & BATERIE

Curățați capacul exterior al bateriei și bateria, după cum este necesar:

1. Asigurați-vă că bateria este instalată în timp ce curățați capacul.
2. Folosiți o cârpă umedă sau un burete cu o curățare ușoară de uz casnic învelișul exterior și ștergeți-l la uscat. Dacă bateria este îndepărtată, ștergeți bateria numai cu o pânză uscată.



Atenție

Nu aplicați lichid direct pe capac.

Curatare

	Intervalul recomandat de curățare	Numărul ciclurilor de curățare *	Metoda de curățare compatibilă
Carcasa externa si bateria	7 zile	260	Detergent de vase slab (2 lingurite) și apă caldă (2 cesti)
Sursa de alimentare si cablurile	7 zile	260	Detergent de vase slab (2 lingurite) și apă caldă (2 cesti)
Cutie de transport	7 zile	260	Detergent de vase slab (2 lingurite) și apă caldă (2 vestii)

* numărul ciclurilor de curățare determinate de intervalul recomandat de curățare și durata de viață anticipată

3. Ștergeți bateria cu o pânză uscată, după cum este necesar.

GEANTA DE TRANSPORT

Geanta de transport trebuie curățată la nevoie. Pentru curățare, urmați acești pași:

1. Îndepărtați dispozitivul din geanta de transport înainte de curățare.
2. După cum este necesar, curățați carcasa folosind o cârpă umedă cu un produs de curățare ușor de uz casnic și ștergeți.



ALIMENTARE, CABLU DE ALIMENTARE AC, CABLU DE ALIMENTARE DC

1. Deconectați cablurile de la dispozitiv și de la sursa de alimentare înainte de curățare.
2. După cum este necesar, curățați cablurile folosind o cârpă umedă cu un produs de curățare ușor de uz casnic și ștergeți la uscat.



CANULA SI TUBULATURA

Curățați și înlocuiți canula și tubulatura în conformitate cu instrucțiunile producătorului.



DEPANARE SI SISTEM ȘI DE ALARMĂ

DEPANARE

Următoarea diagramă de depanare vă va ajuta să analizați și să corectați defecțiunile minore ale sistemului. În cazul în care procedurile sugerate nu ajuta, comutați la sistemul de oxigen de rezervă și contactați furnizorul DevilBiss. Nu încercați nicio altă mentenanță.





AVERTISMENT

Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu scoateți carcasa. Nu există componente interne care să poată fi deservite de utilizator. Capacele trebuie scoase numai de către un furnizor calificat Drive DeVilbiss / tehnician de asistență Drive DeVilbiss.

SIMPTOMATOLOGIE	CAUZĂ POSIBILĂ	REMEDIU
A. unitatea nu funcționează. Ecranul nu este luminat și nu se întâmplă nimic atunci când este apăsat și ținut apăsat butonul de pornire.	1. Butonul de pornire nu a fost menținut apăsat. 2. Nu a fost instalată bateria 3. Baterie epuizată sau defectă. 4. Puterea externă nu este atașată și bateria este epuizată. 2. Priza de perete fara curent 6. Surse de alimentare, cabluri de curent alternativ sau cabluri de curent defecte 7. priză defectă a portului accesoriu de curent continuu. 8. Defecțiune a unității	1. Apăsăți butonul de pornire și mențineți apăsat timp de 2 secunde. 2. Bateria trebuie instalată pentru ca dispozitivul să funcționeze indiferent de sursa de alimentare. 3. Instalați bateria încărcată sau contactați furnizorul pentru înlocuire 4. Verificați conexiunile cablului la dispozitiv, sursa de alimentare și sursa de alimentare. 2. Verificați întrerupătorul circuitului de acasă și resetați dacă este necesar. Utilizați o priză de perete diferită în cazul în care situația apare din nou. 4. Contactați furnizorul de Devilbiss. 7. Verificați siguranța auto. 4. Contactați furnizorul de Devilbiss.
Unitatea este pornită; Alerta sonoră; Fără alarmă vizuală	1. Nu a fost detectată respirația 2. Canula nu este ajustată corect. 3. Tubulatura / canula prea lungă. 4. Se utilizează canula cu flux redus.	1. Aplicați canula și respirați pe dispozitiv. 2. Verificați toate conexiunile canulei pentru a vă asigura că sunt strânse și reglați canula pentru a se potrivi confortabil în nas. Asigurați-vă că tubul nu este îndoit. 3. Înlocuiți cu tubul / canula mai scurt. Lungimea canulei și a tubului nu poate depăși 25". 4. Înlocuiți cu canula standard.
Nu se poate ajusta / modifica setarea prescrierii de oxigen.	1. Defecțiunea unității.	4. Contactați furnizorul de Devilbiss.
Unitatea nu declanșează corect	1. Senzorul are nevoie de recalibrare	1. Porniți unitatea, dar nu o utilizați timp de 5 minute pentru a calibra automat senzorul.
Simbolul de incarcare al bateriei clipește cu sau fără avertizare sonoră	1. Bateria se apropie de epuizare. * Simbolul clipește la <10% durată de viață a bateriei.	1a. Încărcați bateria prin conectarea dispozitivului la sursa de curent alternativ sau continuu. 1b. Instalați bateria de rezervă opțională.
Simbolul galben Low O ₂ este intermitent	1. Perioada de pornire	1. Așteptați până când se termină perioada de pornire (aproximativ 10 minute)
Simbolul galben Low O ₂ este activat cu sau fără alertă sonoră	1. Concentrația unității scade. * Simbolul clipește sub 86% * Alerta sonoră sună sub 85%	1. Contactați furnizorul și treceți la sistemul dvs. de oxigen de rezervă.
Simbolul Service required clipește cu Alertă sonoră	1. Unitatea supraîncălzită 2. Defecțiunea unității	1. Asigurați-vă că orificiile de aerisire nu sunt blocate. Lăsați unitatea să se răcească și încercați din nou. 2. Contactați furnizorul și treceți la sistemul dvs. de oxigen de rezervă.
Luminile de stare ale bateriei nu indică niciodată o incarcare completa	1. Folosind adaptorul auto DC, dar nu există suficientă energie pentru a încărca complet	1. Bateria nu se va încărca dacă este conectată la o sursă de alimentare mai mică de 13.8V, dar dispozitivul va funcționa corect.
Simbolul galben Low O ₂ este pornit și / sau simbolul rosu Service Required este pornit	1. Paturi cu sită contaminată	1. Rulați unitatea timp de cel puțin 15 minute pentru a recupera paturile de sită la potențial maxim. 2. Înlocuiți paturile cu sită.
Daca orice alte probleme apar cu Concentratorul de oxigen.		1. Opriti unitatea și treceți la sistemul dvs. de oxigen de rezervă. Contactează-ți imediat Furnizorul de Devilbiss.

PREZENTARE GENERALĂ A ALARMELOR

Acest dispozitiv conține un sistem de alarmă care monitorizează starea dispozitivului și alertele privind funcționarea anormală, pierderea performanței esențiale sau defecțiunile. Condițiile de alarmă sunt afișate pe display-ul LED. Funcțiile sistemului de alarmă sunt încercate la pornire prin aprinderea tuturor indicatorilor de alarmă vizuali și declanșarea alarmei sonore (beep). Toate alarmele sunt alarme tehnice cu prioritate scăzută. Pentru a opri alarma sonoră, apăsați și eliberați butonul de alimentare. Simbolul Alarm Silenced va apărea permanent pe afișaj până la corectarea stării de alarmă.

Alarmă Condiție	Display Arata	Semnal De Alarmă Vizual Înțeles	Alarma audibila Semnal	Dezactivarea semnalului de alarma vizual	Acțiune
Bateria aproape descarcata		Bateria este < 10%	Da, cand bateria este < 5%	Opriti dispozitivul sau comutați la o sursă de alimentare alternativă	Încărcați bateria, schimbați bateria sau treceți la o sursă de alimentare alternativă
Concentrație Scăzută De Oxigen		Concentrația de oxigen este <86%	Da, dacă oxigenul scade sub 85%	Opriti unitatea, dacă dispozitivul nu este încă în perioada de pornire	Apelați furnizorul și treceți pe rezerva de oxigen.
Perioada de pornire		Dispozitivul și sistemele sunt testate la pornire	Nu	Odată ce oxigenul atinge cel puțin 86%	Așteptați până când pornirea este terminată (până la 10 minute)
Defecțiune		Simbolul rosu Service required clipește indicand o defecțiune	da	Opriti unitatea.	Apelați furnizorul și treceți pe rezerva de oxigen.
Nu a fost detectată respirația	Niciunul	Peste 60 de secunde între ciclurile de dozare solicitate.	da	Opriti unitatea si respirați cu dispozitivul.	Reluați respirația. Dacă nu este detectată respirația, dispozitivul va trece în modul AutoBreath™ și va distribui oxigen la intervale regulate până când se va detecta din nou respirația.

SISTEMUL DE REZERVĂ DE OXIGEN

Ca măsură de precauție, furnizorul de DeVilbiss Drive vă poate furniza un sistem de rezervă de oxigen. Dacă unitatea dumneavoastră pierde puterea sau nu funcționează corect, sistemul de alarmă vă va semnaliza să vă comutați la sistemul dvs. de oxigen de rezervă (dacă este furnizat). Contactați furnizorul Drive DeVilbiss.

AVERTISMENT

Disponibilitatea unei surse alternative de oxigen este recomandată în caz de pană de curent sau defecțiune mecanică. Consultați medicul pentru tipul de sistem de rezervă necesar. Nu ignorați alertele.

RETURNARE ȘI ELIMINARE

Acest dispozitiv nu poate fi eliminat prin deșeuri menajere. După utilizarea dispozitivului, vă rugăm să returnați dispozitivul furnizorului pentru eliminare. Acest dispozitiv conține echipamente electrice și/sau electronice care trebuie reciclate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE-deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) Accesoriile utilizate non-infecțioase (de exemplu canula nazală) pot fi eliminate ca deșeuri rezidențiale. Eliminarea accesoriilor infecțioase (de exemplu, canula nazală de la un utilizator infectat) trebuie efectuată prin intermediul unei societăți autorizate de eliminare a deșeurilor. Numele și adresele pot fi obținute de la municipalitatea locală.

MENTENANTA

Nu este necesară întreținerea de rutină sau programată pentru iGo2 POC.



AVERTISMENT

Nu încercați să deschideți sau să scoateți carcasa, nu există componente interne care să poată fi reparate de utilizator. Dacă este necesar un service, contactați furnizorul dvs. de echipamente pentru instrucțiuni privind obținerea service-ului. Deschiderea sau încercarea de a repara dispozitivul dvs. va anula garanția. Deconectați de la alimentare înainte de întreținere.

SCHIMBAREA PATULUI DE SITA

Paturile cu sită sunt articole înlocuibile care pot fi schimbate în mai puțin de 10 minute de către furnizorul dvs. Drive DeVilbiss. Dacă întâmpinați o problemă care se referă la înlocuirea patului de sită, rugați-vă furnizorului dvs. să comande 125D-619. În acel moment, dumneavoastră și furnizorul dvs. puteți discuta despre cea mai bună opțiune de înlocuire pentru situația dvs.

INFORMAȚII PRIVIND FURNIZORUL

Lista de verificare a furnizorului

NOTĂ- Dacă unitatea nu funcționează normal, concentrația de oxigen nu se încadrează în specificații sau se constată o deteriorare externă / internă, contactați Drive DeVilbiss pentru instrucțiuni. Instrucțiunile de service vor fi disponibile furnizorilor calificați Drive DeVilbiss; vă rugăm să solicitați prin serviciul clienți. Rulați dispozitivul timp de 20 de minute la fiecare 6 săptămâni în timp ce se depozitează pentru o performanță optimă.

1. La sosire, verificați iGo2 POC pentru eventuale daune care s-au produs în timpul transportului și anunțați Drive DeVilbiss despre orice daune. (Evident, daunele de transport trebuie raportate la Drive DeVilbiss în termen de 10 zile calendaristice de la sosire.) Nu folosiți echipament deteriorat. Pastrati cutia, observând poziția unității și plasarea materialului de ambalare pentru o posibilă returnare viitoare.
2. Instruiți utilizatorul asupra funcționării în siguranță a concentratorului portabil de oxigen; consultați măsurile de siguranță importante și respectați toate avertismentele și precauțiile de pe produs și în ghidul de instrucțiuni.
3. Lăsați o copie a acestui ghid de instrucțiuni utilizatorului.

NOTĂ - Drive DeVilbiss recomandă să lăsați pacientului o rezervă de oxigen atunci când configurați POC iGo2 și instruiți pacientul să țină mereu oxigenul de rezervă la îndemână.

Dezinfectie

	Intervalul recomandat de dezinfectie	Numărul ciclurilor de dezinfectie	Metodă compatibilă de dezinfectie
Carcasa, cabluri de alimentare, geanta de transport	Între pacienți	60	DisCide Ultra
Tub de oxigen, canula nazală	Nu curățați, înlocuiți între pacienți	N/A	N/A

ELIMINAREA BATERIILOR LITIU-ION

Bateriile cu ioni de litiu trebuie reciclate. Unele state au legi specifice privind eliminarea bateriilor cu ioni de litiu. Pentru informații cu privire la reglementările de stat privind eliminarea bateriilor, trebuie să contactați agenția locală de deșeuri periculoase pentru gospodăria. Pentru informații despre locul în care vă puteți recicla bateriile fără costuri, vizitați www.call2recycle.org sau sunați la 1-877-723-1297. Reciclați bateriile în conformitate cu reglementările naționale și locale. Contactați reprezentantul local pentru asistență. Bateriile trebuie aruncate numai în stare descărcată la centrul de colectare. În cazul în care bateriile nu sunt complet descărcate, eliminați riscul de scurtcircuit. Scurtcircuitele pot fi prevenite prin izolarea terminalelor cu scoci.

DURATA DE VIATA AȘTEPTATA

- Concentrator de oxigen - 5 ani
- Geanta de transport - 5 ani
- Compresor - 3 ani
- Paturi sită - 1 an
- Baterie - 1 an

Durata de viață anticipată a unității, în special pentru paturile de sită și compresor, poate varia în funcție de mediul de operare, de depozitare, de manipulare și de frecvența și intensitatea utilizării.

Notă-nu există nicio porțiune a căilor de gaz prin concentrator care ar putea fi contaminată cu fluide corporale în condiții normale.

Conexiunea pacientului dispozitivului poate fi contaminată în mod neintenționat cu gaze expirate, dacă un furtun intern la dispozitiv, între valva de distribuție și orificiul de ieșire al pacientului, este deconectat. Acest lucru ar permite fluxul deschis de la pacient la dispozitiv. În conexiunea pacientului este utilizat un filtru bacterian, iar acest lucru va preveni contaminarea sistemului. Proiectarea concentratorului permite îndepărtarea conexiunii pacientului pentru curățarea și / sau înlocuirea filtrului.

CURĂȚAREA ȘI DESINFECȚIA CÂND EXISTĂ O SCHIMBARE DE PACIENT

POC iGo2 trebuie curățat și dezinfectat între pacienți, după cum urmează:

1. Eliminați toate accesoriile care nu sunt potrivite pentru refolosire, în special tubul de oxigen și canula nazală.
2. Curățați dispozitivul, bateria și componentele descrise în secțiunea Îngrijire și curățare.
3. Dezinfectați suprafețele dispozitivului, bateria și componentele folosind șervețele DisCide Ultra de Palmero sau echivalent și urmați instrucțiunile producătorului dezinfectantului. Evitați să ștergeți bornele bateriei.

Notă-procesul de dezinfectare poate fi finalizat numai de către producător sau de către o persoană instruită corespunzător.

SPECIFICAȚII

Dimensiuni (H x L x L)	8,4 "H x 3,5" L x 8,6 "L (21,3 cm x 8,9 cm x 21,8 cm)
Greutate	4,95 ± 0,1 lb. (2,25 ± 0,05 kg)
Produsul de oxigen	90% + 4 / -3 pe întregul interval de operare
Setări pentru prescrierea oxigenului	1 până la 5
Intervalul de temperatură de funcționare	+5 ° C la +35 ° C (+41 ° F la +95 ° F)
Umiditatea funcțională	15% până la 93%, fără condensare
Domeniul de presiune atmosferică de funcționare	700 hPa la 1060 hPa (până la 10.000 picioare)
Intervalul de temperatură pentru transport și depozitare	- 20 ° C (-4 ° F) fără controlul umidității relative până la +60 ° C (+140 ° F) la o umiditate relativă până la 93%, fără condensare
Umiditate pentru transport și depozitare	15% la 93% necondensatoare
Transport și depozitare Presiune atmosferică (la temperatură și umiditate nominală)	640 hPa - 1060 hPa
Presiune maximă limitată	24 psi
Rata maximă de respirație	40 BPM
Nivel de sunet	37,5 dBA tipic la setarea 2 (MDS-Hi)
Nivelul presiunii sonore măsurate (ISO 80601-2-69: 2014)	<45 dBA
Nivelul puterii sonore măsurate (ISO 80601-2-69: 2014)	<53 dBA
Interval de alarmă măsurat la nivel de presiune sonoră (IEC 60601-1-8: 2012)	> 59 dBA
Cerințe privind calitatea puterii	
Intrarea rețelei de curent alternativ	100-240 VAC, 50/60 Hz, 140 VA
Intrare continuă	13,8 până la 17 VCC
Bateria se va încărca atât timp cât tensiunea de intrare DC este mai mare decât tensiunea bateriei. Dispozitivul va încărca bateria la capacitate maximă dacă intrarea de curent continuu este la sau peste 13,8 V CC.	
Punctele stabilite de OSD	
≥ 86% - Simbol normal de oxigen (verde)	
<86% - Simbol scăzut de oxigen (galben)	
<85% - Simbol de oxigen scăzut (galben) și alertă sonoră	
Clasificarea dispozitivelor	Clasa a 2-a, Partea aplicată tip BF, IP22

Concentratorul de oxigen portabil DeVilbiss iGo2 întâlnește RTCA DO-160G Secțiunea 21 Categoria M și Secțiunea 20 Categoria T - Utilizarea în aeronave.
Senzor de respirație patentat cu tehnologie SmartDose - SUA 8061353
Tehnologie patentată PulseDose - US 4519387 și US 4457303

ATENȚIE

La mutarea iGo2 POC dintr-un mediu extrem, pentru a permite timp să se aclimatizeze la mediul de operare recomandat. Operați-vă concentratorul în afara mediului de funcționare recomandat poate afecta performanța, poate provoca pagube și va anula garanția.

Specificații care pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Alerte sonore

- Baterie descărcată
- Iesire scăzută de oxigen
- Fără detectare a respirației
- Defecțiune a unității

TABELUL 1 – MODUL STANDARD ȘI SMARTDOSE® IESIRE PULSEDSE®

Tabelul de distribuire a oxigenului Bolus SmartDose Mode				
Setare	Volum de minut fix pe setare (ml)	Volumul Bolus @ 10 BPM (ml)	Volumul Bolus @ 20 BPM (ml)	Volumul Bolus @ 25 BPM (ml)
1	260	26,0	13,0	10,4
2	440	44,0	22,0	17,6
3	725	72,5	36,3	29,0
4	880	88,0	44,0	35,2
5	1014	101,4	50,7	40,6

conform ISO 80601-2-67

+/- 15% la temperatura și presiunea standard (testat la ~ 933 hPa, 25 "C +/- 5" C)

+/- 25% pe întregul interval de operare

Graficul de mai sus arată puterea de oxigen livrată la fiecare dintre setări în timpul utilizării normale. Când tehnologia SmartDose sesizează nevoia de mai mult oxigen, setarea dvs. de oxigen va fi temporar mărită cu până la 1 setare pentru a vă ajuta să vă mențineți activ și saturat.

MOD DE INFORMAȚIE


Modul informativ vă permite să vizualizați Contorul de oră și numărul de serie.

ACCESAREA MODULUI DE INFORMAȚII



Cu dispozitivul conectat și oprit:

- Apăsați și mențineți apăsată toate cele 3 butoane timp de 2 secunde până când afișajul afișează contorul de oră.



Hr (Contor de oră)

Hr (Hour Meter) este afișat; conține 5 cifre afișate pe 3 segmente. Afișează derulări automate prin segmente.


Apăsați butonul de pornire timp de 1 secundă și eliberați pentru numărul de serie.



Sn (nr serie)

Sn (numărul de serie) este următorul element afișat; conține 8 cifre afișate pe 4 segmente. Afișează derulări automate prin segmente.

Apăsați butonul de pornire timp de 1 secundă și eliberați numărul de serie.



Fr (Firmware)

Fr (Firmware) este următorul articol. Conține 2 cifre care indică versiunea de firmware a dispozitivului.

IESIREA DIN MODULUL DE INFORMAȚII



Pentru a ieși din modul de informare:

Apăsați butonul de pornire timp de 2 secunde și eliberați pentru a ieși din modul informații și opriți dispozitivul.

NOTĂ: Modul de informare expiră după 2 minute fără interacțiunea utilizatorului.

INFORMAȚII PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ

Dacă performanța dispozitivului este pierdută sau degradată din cauza perturbațiilor electromagnetice, o alarmă vizuală și sonoră indică faptul că dispozitivul nu respectă specificațiile sau că a fost detectată o defecțiune.

AVERTISMENT

Nesigur MR

Nu aduceți dispozitivul sau accesoriile într-un mediu de rezonanță magnetică (MR), deoarece poate provoca un risc inacceptabil pentru pacient sau deteriorarea concentratorului de oxigen sau dispozitivelor medicale sau MR. Dispozitivul și accesoriile nu au fost evaluate pentru siguranță într-un mediu MR.

Nu se utilizează dispozitivul sau accesoriile într-un mediu cu echipamente electromagnetice, cum ar fi scanerul CT, diatermia, RFID și sistemele de securitate electromagnetică (detectoarele de metale), deoarece poate provoca riscuri inacceptabile pentru pacient sau deteriorări ale concentratorului de oxigen. Unele surse electromagnetice pot să nu fie vizibile, dacă observați orice modificări inexplicabile în performanța acestui dispozitiv, în cazul în care se face sunete neobișnuite sau dure, deconectați cablul de alimentare și se întrerupe utilizarea. Contactați furnizorul dvs. de îngrijire la domiciliu.

Acest dispozitiv este adecvat pentru utilizarea în medii de sănătate și acasă, cu excepția echipamentului chirurgical HF aproape activ și a camerei ecranate a unui sistem ME pentru imagistica prin rezonanță magnetică, unde intensitatea perturbațiilor electromagnetice este mare.



AVERTISMENT

Utilizarea acestui echipament adiacent sau stivuit cu alte echipamente ar trebui evitată, deoarece ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare. Dacă o astfel de utilizare este necesară, acest echipament și celelalte echipamente trebuie să fie observate pentru a verifica dacă funcționează normal.

CABLURI ȘI LUNGIMI MAXIME ALE CABLURILOR

• Cablu de curent continuu (adaptor pentru bricheta) # DV6X-619 lungime maximă = 2,2 metri (7,2 ft)

AVERTISMENT

Utilizarea accesoriilor și a cablurilor, altele decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament, poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice, imunitatea electromagnetică ordonată a acestui echipament și poate duce la o funcționare necorespunzătoare.

AVERTISMENT

Echipamentele portabile de comunicații RF (inclusiv perifericele, cum ar fi cablurile de antenă și antenele externe) trebuie utilizate la cel mult 30 cm (12 țoli) față de orice parte a iGo2, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, ar putea rezulta o degradare a performanțelor acestui echipament.

GARANTIE

Drive DeVilbiss garantează Concentratorul de oxigen portabil iGo2 în condițiile și limitările menționate mai jos. Drive DeVilbiss garantează ca acest echipament să fie lipsit de defecte de manopera și materiale timp de trei (3) ani de la data expedierii din fabrica către cumpărătorul inițial (de obicei furnizorul de asistență medicală), cu excepțiile paturilor de sită (garantate timp de 1 an) și Baterie (garantată timp de 1 an). Geanta de transport este exclusă din această garanție. Această garanție este limitată la cumpărătorul de echipamente noi achiziționate direct de la Drive DeVilbiss, sau de la unul dintre furnizorii, distribuitorii sau agenții săi. Obligația de Drive DeVilbiss în temeiul acestei garanții este limitată la repararea produsului (piese și Muncă) la fabrica sa sau la un centru de servicii autorizat. Elementele de întreținere de rutină, cum ar fi filtrele, nu sunt acoperite de această garanție și nici nu acoperă uzura normală.

Depunerea Cererilor De Garanție

Cumpărătorul original trebuie să prezinte orice cerere de garanție pentru a conduce DeVilbiss sau la un centru de servicii autorizat. La verificarea statutului de garanție, vor fi emise instrucțiuni. Pentru toate returnările, cumpărătorul inițial trebuie (1) Să împacheteze corect unitatea într-un container de transport aprobat de DeVilbiss, (2) să identifice corect cererea cu numărul autorizației de returnare, și (3) să trimită transportul preplătit. Service-ul în temeiul acestei garanții trebuie să fie efectuat de către Drive DeVilbiss și / sau un centru de servicii autorizat.

NOTĂ-Această garanție nu obligă DeVilbiss să furnizeze o unitate de împrumut în timpul în care un concentrator de oxigen este în curs de reparare.

NOTĂ- Componentele de schimb sunt garantate pentru partea neexpirată a garanției limitate inițiale.

Această garanție este anulată, iar Drive DeVilbiss va fi scutită de orice obligație sau răspundere dacă:

- Dispozitivul a fost folosit abuziv, abuzat, modificat sau folosit necorespunzător în această perioadă.
- Defecțiunile rezultă din curățarea inadecvată sau din nerespectarea instrucțiunilor.
- Echipamentele sunt exploatate sau întreținute în afara parametrilor indicați în instrucțiunile de funcționare și de utilizare a DriveDeVilbiss.
- Personalul de service necalificat efectuează întreținere de rutină sau service.
- Piese sau componentele neautorizate (adică materialul de sită regenerat) sunt folosite pentru repararea sau modificarea echipamentului.
- Filtrele neaprobate sunt folosite la unitate.

NU EXISTĂ NICI O ALTĂ GARANȚIE IMPLICITĂ EXPRESĂ, INCLUSIV CELE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT LIMITATE LA DURATA GARANȚIEI EXPRES LIMITATE ȘI ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE ORICE ȘI TOATE GARANȚIILE IMPLICITE SUNT EXCLUSE. ACEASTA ESTE SINGURA CALE DE ATAC ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNELE SUBSECVENTE ȘI ACCIDENTALE ÎN TEMEIUL ORICĂREI GARANȚII ȘI TOATE GARANȚIILE SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA ÎN CARE EXCLUDEREA ESTE PERMISĂ DE LEGE. UNELE STATE NU PERMIT LIMITĂRI CU PRIVIRE LA DURATA UNEI GARANȚII IMPLICITE, SAU LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DAUNELOR CAUZATE SAU ACCIDENTALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE.

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și puteți avea și alte drepturi care variază de la o regiune la alta.

Notă-garanțiile internaționale pot varia.

COMANDAREA SI RETURNAREA PIESELOR

Informatii de contact serviciu clienti Drive DeVilbiss Customer

Serviciu Clienti (SUA): 800-338-1988

Departamentul Internațional: 814-443-4881 / DHCinternational@DeVilbissHC.com Customer Service (UK): +44 (0) 121 521 3140 Customer Service (France): +33 (0) 2 47 42 99 42 Customer Service (Germany): +49-621-178-98-230

COMANDAREA PIESELOR FARA GARANȚIE ȘI DE SCHIMB

Comandați piese și literatură de garanție de la furnizorul de DeVilbiss Drive.



DeVilbiss Healthcare LLC
100 DeVilbiss Drive
Somerset, PA 15501-2125
USA
800-338-1988 • 814-443-4881

Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.

Heathfield Lane Birkenshaw
West Yorkshire BD11 2HW
ENGLAND
+44 (0) 845 0600 333

Australian Sponsor:

Drive DeVilbiss Australia Pty Limited

Building F, 2 Hudson Ave
Castle Hill, NSW 2154
AUSTRALIA
+61 02 9899 3144

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussee du Ban la Dame
Parc d'activites Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19
54390 Frouard
FRANCE
+33 (0) 3 83 495 495

CE REP **CE** 0044

DeVilbiss Healthcare GmbH

Kamenzer StraGe 3 68309
Mannheim
GERMANIA
49 (0) 621-178-98-0

5137131718071317003269860006

SE-125-1 Rev O

DeVilbiss Healthcare LLC • 100 DeVilbiss Drive • Somerset, PA 15501 • USA

800-338-1988 • 814-443-4881 • www.DeVilbissHealthcare.com

DeVilbiss® iGo®2, PulseDose® si OSD® sunt marci inregistrate DeVilbiss Healthcare. AutoBreath™ este marca inregistrata Drive DeVilbiss. SmartDose® este marca inregistrata Inovo.

© 2019 DeVilbiss Healthcare LLC. 12.19 Toate drepturile rezervate.

SE-125-1 Rev. D