

## EOVE-70 Dispozitiv de gestionare a secreției KC072279



EOVE-70 este un dispozitiv de gestionare a secreției cu funcție de asistare a tusei (INEX) și o manevră de reducere a presiunii (PRM).

Poate fi folosit de un fizioterapeut în interiorul spitalului și la domiciliul pacientului.

### Dimensiuni

	Greutate	Dimensiuni
<b>Stație</b>	1,6 kg	25 x 21 x 13 cm
<b>Suport</b>	1,8 kg	24,5 x 14,5 x 10 cm
<b>Ecran</b>	7 pinch, touch-screen, culori, HD	

### Setări

<b>Moduri de operare</b>	<b>INEX:</b> In-exsuflare mecanică	<b>PRM:</b> Manevra de reducere a presiunii
<b>Moduri de terapie</b>	Automat / Manual	Automat
<b>Oscilații</b>	PORNIT / OPRIT Frecvență: de la 4 la 20 Hz Amplitudine : Scăzuta / Medie / Mare	/
<b>Monitorizare</b>	SpO2 / Frecvență cardiacă / Volum tidal / Debit maxim	

**INEX**

<b>Moduri de operare</b>	Auto / Manual
<b>Presiune Inh.</b>	5 până la 70 cmH2O
<b>Timp Inh.</b>	0,5 până la 5 sec
<b>Pantă Inspi.</b>	De la 0 la 5
<b>Auto - declansator</b>	DEZACTIVAT / 1 până la 3
<b>Pauză</b>	DEZACTIVAT / 0,5 până la 5 sec
<b>PEEP</b>	OFF / 1 până la 20 cmH2O
<b>Timp Exh.</b>	0,5 până la 5 sec
<b>Presiune Exh.</b>	0 până la -70 cmH2O

<b>Oscilații</b>	Inhalare / Expirare
<b>Amplitudini</b>	OFF / 3 nivele
<b>Frecvență</b>	OFF / 4 până la 20 Hz
<b>Auto - Numărul de cicluri</b>	De la 1 la 20

**PRM**

<b>Debit Inspi.</b>	Între 5 și 100 l/min
<b>Pantă Inspi.</b>	ON (decelerare) / OFF (continuu)
<b>Presiune Max.</b>	10 până la 50 cmH2O
<b>Timp Inh. Max.</b>	0,5 până la 10 sec
<b>PEEP</b>	OFF / 1 până la 20 cmH2O
<b>Declansare Inspi.</b>	OFF / 5 nivele
<b>Pantă</b>	5 nivele

**AVERTISMENT**

Vă rugăm să utilizați un circuit simplu cu o scurgere în timpul modului PRM. Puteți calibra circuitul din meniu pentru un tratament eficient.

Dispozitiv medical clasa IIb  
Marcaj CE 0459