

Informații pentru comandă

	Astral 150-APAC 27083
	Astral 100-APAC 27081
	HumiCare D900
	Cărucior de spital 27914
	Geantă de mobilitate Astral 27917
	Sacul de mobilitate Astral SlimFit 27949
	Suport de masă Astral 27915
	Baterie externă 27918
	Alarmă la distanță II Rândul 27902 (nu include cablul)
	Cu un singur circuit neted de 22 mm cu un Scurtconect
	Oximetrie setată cu senzor moale reutilizabil 22370



Specificații Tehnice

	Astral 100	Astral 150
INDICAȚII PENTRU UTILIZARE	Aparate și sisteme de susținere a vieții pentru pacienții cu greutate peste 5 kg	Aparate și sisteme de susținere a vieții pentru pacienții cu greutate peste 5 kg
CIRCUIT		
Circuit UNIC cu scurgerE	•	•
Circuit unic cu supapă	•	•
Circuit dublu		■
TERAPIE		
Terapia cu circuit CU supapă: CPAP, ACV, PACV, P-SIMV, V-SIMV, PS	•	•
Terapia cu circuite de scurgere: CPAP, ST, PAC	•	•
Respirație manuală		•
Respirație de suspin (recrutare)		•
Ventilația în apnee	Volum și presiune	Volum și presiune
Program prestabilit	2	4
INTERVALUL ȘI SETĂRILE DE PRESIUNE		
Presiunea exercitată (cm H ₂ O)	2-50 (circuit de scurgere) 0-50 (circuit de supapă)	2-50 (circuit de scurgere) 0-50 (circuit de supapă)
Volumul tidal livrat (cm H ₂ O)	Adulți: 100-2500 mL Pediatric: 50 până la 300 mL	Adulți: 100-2500 mL Pediatric: 50 până la 300 mL
Frecvență respiratorie	Adulți: Off, 2-50 bpm Pediatric: Off, 5 la 80 bpm	Adulți: Off, 2-50 bpm Pediatric: Off, 5 la 80 bpm
DATE		
Monitorizarea SpO ₂	Opțional	Opțional
Monitorizarea FIO ₂	Opțional	■
7 zile de date de înaltă rezoluție cu presiune și debit de 25Hz	Pe ecran și download	Pe ecran și download
365 zile de rezumat al datelor	Pe ecran și download	Pe ecran și download
ALARME Sunt disponibile o gamă largă de alarme setabile, inclusiv FIO₂ și SpO₂, atunci când sunt conectate.		
DIMENSIUNI		
Greutate	3, 2 kg	3, 2 kg
Dimensiuni (Lxwxh)	285 mmx215mmx93 mm	285mmx215mmx93 mm
Baterie internă	Baterie litiu-Ion, 14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh. 8 ore de alergat	Baterie litiu-Ion, 14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh. 8 ore de alergat
Nivelul de putere acustică	43 ± 3 dBA*	43 ± 3 dBA*
Nivelul presiunii acustice	35 ± 3 dBA*	35 ± 3 dBA*
CLASIFICĂRI IEC 60601-1: Clasa II (izolare dublă) tipul BF		
Echipamente electrice medicale-cerințe generale privind siguranța de bază și performanța esențială. Funcționare continuă Adecvate pentru utilizarea cu oxigen		
* Măsurată conform IEC80601-2-12: 2011		

Caracteristici Astral

